

Ablauf der Dichtigkeitsprüfung

1. Prüfkopf leicht aufblasen
2. Prüfkopf mit **(Buraton)** leicht einsprühen
3. Maske montieren
4. Prüfkopf leicht anpressen
5. Flasche öffnen - Druck ablesen und eintragen
(Minimum 290 bar)
6. Überdruck einschalten
7. Nach **30 Sekunden** Flasche schliessen
8. Nach 60 Sekunden Druck ablesen und eintragen
(Druckabfall maximal 20 bar/Min.)
9. Mit Finger zwischen Maskendichtlippe und Prüfkopf,
Druck langsam ablassen
10. Anpressdruck der Warneinrichtung ablesen
(Minimum 40 bar, Maximum 60 bar)
11. Prüfkopf entlasten und Maske entfernen
12. Bodyguard deaktivieren